



## COMBINAISON DOVACLEAN

INTÉGRALE EN MICROPOREUX  
HBILDOVA

### DESCRIPTION



La combinaison DOVACLEAN est conçue pour un usage en Salles Propres. Fabriquée en ISO 8, elle possède les caractéristiques de confection suivantes :

- ✓ Coupe large pour faciliter les mouvements
- ✓ Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- ✓ Cagoule avec liens pour favoriser l'adaptation au visage de l'opérateur
- ✓ Poignets à bords tricotés polyester avec passepouces




- ✓ Élastiques aux chevilles et à la taille
- ✓ Couvre-bottes intégrés avec semelle antidérapante grise
- ✓ Finitions par coutures surjetées 3 fils



### PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE

Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation



- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 22°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives

Version 2.0\_03/25

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

**Siège** : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23  
**Agence de Lyon** : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42  
**Agence de Strasbourg** : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**  
[www.STERIGENE.com](http://www.STERIGENE.com) – [www.STERIGENE-STORE.com](http://www.STERIGENE-STORE.com)

Une société du groupe  
 **SYNEXIN**



# COMBINAISON DOVACLEAN

 INTÉGRALE EN MICROPOREUX  
 HBILDOVA

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Conditions de tests : 4m<sup>2</sup> à 25°C à 90% d'humidité

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Grammage	67.8 g/m <sup>2</sup>	D3776
Épaisseur	0.3 mm	D1777
Propreté particulaire pour les particules ≥ 0,3 µm particules ≥ 0,5 µm	Catégorie II Catégorie II	IEST-RP-CC003.4 (Tambour de Helmke)
Force à la rupture	201.77 N (Verticalement)	D5034
	103.5 N (Horizontalement)	D5034
Force au déchirement	38.2 N (Verticalement)	D5733
	57.2 N (Horizontalement)	D5733
Résistance de surface	5.6×10 <sup>8</sup> Ω	EN1149
Force d'adhésion entre les 2 films (PP/PE)	1.5 N	D751
Résistance à l'abrasion	4050 cycles	EN530
Transmission à la vapeur d'eau	3450 g <sup>m</sup> .d	GB/12704-1991
Pression hydrostatique	2390 mm	GB/T4744-1997

## CONDITIONNEMENT

Référence	Tailles disponibles	Conditionnement
<b>HBILDOVA</b>	1 (S) à 6 (3XL)	Carton de 50 unités sous double emballage individuel

Version 2.0\_03/25

 CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

 Siège : 2 rue André Citroën – 95130 FRANCONVILLE – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23  
 Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 BRIGNAIS – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42  
 Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
[www.STERIGENE.com](http://www.STERIGENE.com) – [www.STERIGENE-STORE.com](http://www.STERIGENE-STORE.com)

 Une société du groupe  
 **SYNEXIN**