

# PHAGO' WFI

Eau de qualité WFI pour le nettoyage, le rinçage et la dilution de détergents ou biocides

- Eau de Qualité WFI
- Niveau d'endotoxines garanti inférieur à 0,25 UE/ml.
- Double ensachage

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

PHAGO' WFI est produite dans une usine certifiée ISO 9001.

La stérilité et le niveau d'endotoxines sont testés selon la Pharmacopée Européenne

Produite à partir d'eau pour injection de haute qualité, avec un niveau d'endotoxines garanti inférieur à 0.25 UE/ml.

Des certificats d'analyses et d'irradiation sont disponibles pour chaque lot

## PROPRIÉTÉS

|             |  |
|-------------|--|
| Filtration  | 0,2 µm                                 |
| Ensachage   | Double en salle propre Grade B (ISO 5) |
| Irradiation | 20/70 KGy                              |
| Endotoxines | <0.25 UE/ml                            |

## DOMAINE D'APPLICATION

PHAGO' WFI peut être utilisée dans les zones en contact avec le produit.

PHAGO' WFI est utilisable pour la dilution de produits, afin de maintenir la qualité requise des produits dilués utilisés dans les salles propres.

L'eau PHAGO' WFI agit comme un excellent solvant et est particulièrement efficace pour ôter les composants ioniques et les covalents polaires.

Les lingettes imprégnées de PHAGO WFI permettent d'éliminer les résidus de biocides par essuyage lorsque ceux-ci ne sont pas désirés. Elles peuvent également intervenir à la fin du processus de bionettoyage pour obtenir un rinçage des surfaces dans le cadre des exigences de l'Annexe 1 des GMP.

## COMPOSITION

100 ml contiennent 100 ml d'eau de quality WFI.

Ne peut être utilisé dans les processus de fabrication pharmaceutique ou comme excipient pharmaceutique.

Ne pas utiliser en administration parentérale.

## DURÉE DE CONSERVATION

2 ans après la date de production, non ouvert.

## REFERENCES

|            |                 |
|------------|-----------------|
| SA 0141450 | Phago' WFI 6X1L |
| SA 0141460 | Phago' WFI 4X4L |

DISTRIBUTION PAR

