



PHAGO

DISTRIBUTION PAR



STERIGENE
INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS PROPRES & STÉRILES



PHAGO'SOLUTION

Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains



- Activité antimicrobienne en 30 sec
- Testé sous contrôle dermatologique
- Favorise un haut niveau d'observance

INDICATION

PHAGO'SOLUTION est destiné à la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains : en alternative aux lavages simple ou hygiénique des mains, en l'absence de point d'eau, lors de contacts en série et avant tout geste aseptique.

Les produits équipés de pompe ou de bouchon peuvent se conserver 6 mois après ouverture et 12 mois pour le flacon 1L airless.

COMPOSITION

Alcool éthylique : (CAS N°64-17-5) : 72%
Glycérine hydratante et adoucissante
Alcool cétylique aux propriétés émoullientes

CARACTÉRISTIQUES

pH (produit pur) à 20°C : 6,5 - 7,5
Densité à 20° : 0,843 - 0,860

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi, PHAGO'SOLUTION doit être utilisé pur sur une peau saine, propre et sèche.

- Désinfection hygiénique des mains : appliquer une dose de produit, un creux de mains, sur une peau saine, propre et sèche. Frictionner les mains, poignets, contour des ongles et entre les doigts pendant au moins 30 secondes et jusqu'à séchage complet. Ne pas rincer.

- Désinfection chirurgicale des mains : après lavage et séchage des mains, appliquer une quantité suffisante pour conserver les mains humides pendant 2 x 45 secondes. Appliquer le protocole de friction hygiénique des mains en incluant les avant-bras et laisser sécher.

TP01 - Produits biocides destinés à l'hygiène humaine.

CONSERVATION

PHAGO'SOLUTION peut être conservé 36 mois avant ouverture à température ambiante et à l'abri de la lumière. Il peut se conserver pendant 3 mois entre 4° et 40°C.

ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE

TEMPS D'ACTION

<u>Bactéricide</u>	EN 1276 EN 13727 + A2 EN 1500 EN 12791 + A1	30 sec 30 sec 30 sec 2x45 sec
<u>Fongicide</u>	EN 1650 EN 13624	30 sec 30 sec
<u>Mycobactéricide</u>	EN 14348	30 sec
<u>Virucide</u>	EN 14476 + A2	30 sec

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Produit réservé à un usage professionnel.

La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.

Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

RÉFÉRENCES

SA0135850	30x100mL
SA0135870	20x500mL pompe montée
SA0135900	12x1L flacon airless
SA0135910	2x5L

