




TISSUS MICRO DOLCE

100% POLYESTER μ DENIER DOUBLE PLI/BORDS SOUDES PAR ULTRASONS
 Référence STOMIDO... (cf ci-dessous)



DESCRIPTION

Le tissu **MICRO DOLCE** est un double pli, tricoté à partir d'un filament continu polyester en micro denier, lui conférant une très grosse absorption, de très haute qualité avec bords soudés par Ultrasons.

STERIGENE recommande le tissu **MICRO DOLCE** pour les essuyages très critiques nécessitant une grande douceur.

- ✓ Absorption rapide et importante
- ✓ Génération de fibres et de particules très basse
- ✓ Fabriqué et conditionné en classe ISO 5
- ✓ Compatible classe ISO 5 / 7 – Classe A/B/C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Grammages	260 ± 10 g/m ²	IEST-RP-CC004.3
Absorption °Capacité	1012 ml/m ²	IEST-RP-CC004.3

CONTAMINATION

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Particules libérées ≥ 0.5 μm (LPC)	10,75 x 10 ⁶ /m ²	IEST-RP-CC004.3
Fibres ≥ 100 μm (LPC)	< 1000 /m ²	IEST-RP-CC004.3
Résidus non volatiles (NVR)		
Eau DI	0.0073 g/m ²	IEST-RP-CC004.3
IPA	0.018 g/m ²	
Ions		IEST-RP-CC004.3
Sodium (Na ⁺)	0.27 PPM	
Potassium (K ⁺)	0.09 PPM	
Chlore (Cl ⁻)	0.23 PPM	

Version A01_09/23

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 FRANCONVILLE – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence : 53 rue de l'Industrie – 69530 BRIGNAIS – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42

www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe



TISSUS MICRO DOLCE


100% POLYESTER μ DENIER DOUBLE PLI/BORDS SOUDES PAR
ULTRASONS
Référence STOMIDO...(cf ci-dessous)

CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions	Conditionnement
STOMIDO9_10S	23 X 23 CM (9'')	Cartons de 20 sachets de 10 tissus STERILES (par rayonnement gamma à 25 kGy avec SAL 10^{-6} sous triple emballage – Date de péremption à 3 ans

PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE

Péremption : 3 ans à date de fabrication.
Vérifier l'intégrité de l'emballage sous vide avant utilisation.



- Stocker à des températures comprises entre 15°C et 25°C
- Stocker dans un endroit sec (humidité < 70 %)
- Protéger des sources de chaleur et radioactives

* Informations complémentaires

- Les informations présentées ici s'appliquent aux références indiquées ci-dessus.
- La compatibilité ISO énoncée n'est pas une recommandation : Il appartient à l'utilisateur final de qualifier la compatibilité de nos tissus en fonction de son application.
- Les données affichées sont des valeurs typiques mesurées au moment de la publication. Ce ne sont pas des spécifications et ne doivent pas être utilisées en tant que telles.
- Une comparaison de ces données sera valide uniquement si les résultats sont obtenus via des tests réalisés dans la même installation d'essai et dans des conditions similaires.

Version A01_09/23

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 FRANCONVILLE – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence : 53 rue de l'Industrie – 69530 BRIGNAIS – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42

www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com