



TISSUS PERLA

NON TISSE CELLULOSE / POLYESTER
 Références STORLxxx

DESCRIPTION

Le tissu **PERLA** est un non tissé en cellulose 55% / polyester 45%. Fabriqué à partir de fibres ultra propres. La cellulose confère l'absorption au tissu alors que le polyester limite la contamination de ce tissu. Bon compromis pour l'essuyage général des ZAC.

- ✓ Très haute absorption
- ✓ Génération de fibres et de particules très basse
- ✓ Exempt de silicone, DOP et amine.
- ✓ Compatible classe ISO 5 / 8 – Classe B/C/D



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Grammages	68 ± 5 g/m ²	IEST-RP-CC004.3
Absorption		
✓ Capacité	>280 mL/m ²	IEST-RP-CC004.3

CONTAMINATION

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Particules libérées ≥ 0,5µm (LPC)	53 x 10 ⁶ /m ²	IEST-RP-CC004.3
Fibres ≥ 100 µm (LPC)	< 40 000 /m ²	IEST-RP-CC004.3
Résidus non volatiles (NVR)		
✓ Eau DI	< 0.01 g/m ²	IEST-RP-CC004.3
✓ IPA	< 0.01 g/m ²	
Ions		
✓ Sodium (Na+)	< 20 ppm	IEST-RP-CC004.3
✓ Potassium (K+)	< 1 ppm	
✓ Chlore (Cl-)	< 18 ppm	

Version 3.0_10/24

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com


TISSUS PERLA
NON TISSE CELLULOSE / POLYESTER
 Références STORLAXxx


CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions	Conditionnement
STORLA99	23 X23 cm (9'')	Cartons de 12 sachets de 300 formats sous double emballages
STORLA9_10S	23 X 23 cm (9'')	Cartons de 50 sachets de 10 formats STERILES avec SAL de 10⁻⁶ (Rayon γ à 25 kGy) sous triple emballages
STORLA9_100	23 X 23 cm (9'')	Cartons de 36 sachets de 100 formats sous double emballages
STORLA9_100S	23 X 23 cm (9'')	Cartons de 5 sachets de (2 x50) formats STERILES avec SAL de 10⁻⁶ (Rayon γ à 25 kGy) sous triples emballages
STORLA12	30.5 X 30.5 cm (12'')	Cartons de 8 sachets de 150 formats sous double emballages
STORLA38	38 X 40 cm	Cartons de 20 sachets de 50 formats sous double emballages
STORLA65	60 X 25 cm	Cartons de 10 sachets de 50 formats sous double emballages
STORLA65-10S	60 X 25 cm	Cartons de 50 sachets de 10 formats STERILES avec SAL de 10⁻⁶ (Rayon γ à 25 kGy) sous triple emballages
STORLA65-50S	60 X 25 cm	Cartons de 10 sachets de 50 formats STERILES avec SAL de 10⁻⁶ (Rayon γ à 25 kGy) sous double emballages
STORLA6040	60 X 40 cm	Cartons de 10 sachets de 50 formats sous double emballages
STORLA6040_50S	60 X 40 cm	Cartons de 10 sachets de 50 formats STERILES avec SAL de 10⁻⁶ (Rayon γ à 25 kGy) sous double emballages

PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE
Péremption : 3 ans à date de fabrication

Péremption de stérilité : 3 ans à date de stérilisation

Vérifier l'intégrité de l'emballage sous vide avant utilisation.



- ✓ Stocker à des températures comprises entre 15°C et 25°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec (Humidité < 70 %)
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives

Version 3.0_10/24

STERIGENE
Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23

Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42

Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe